

JOBST®



PLATNOST OD
1.5.2022

AKTUÁLNÍ PRESKRIPČNÍ KARTA

PRO II. KT

www.jobst.cz

Seznam kompresních pomůcek **JOBST®** pro II.KT


AKTUÁLNÍ SEZNAM PRESKRIPČNÍCH KÓDŮ PRO KOMPRESNÍ KATEGORII II.								
	Preskripční kód	Název produktu	Velikost	Barvy	Měrná jednotka	Úhrada pojišťovny Kč	Doplatek pacienta Kč	Doporučená maximální cena včetně DPH a marže
JOBST Opaque								
♀♂	5013371	JOBST Opaque 2 - lýtkové punčochy bez špice SoftFit	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	410,55	27	437,55
		JOBST Opaque 2 - lýtkové punčochy se špicí SoftFit	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	410,55	27	437,55
♀♂	5013372	JOBST Opaque 2 - stehenní punčochy se silikonovým lemem bez špice	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	600,3	67	667,3
		JOBST Opaque 2 - stehenní punčochy se silikonovým lemem se špicí	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	600,3	67	667,3
♀♂	5013373	JOBST Opaque 2 - punčochové kalhoty bez špice	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 ks	900,45	415	1315,45
		JOBST Opaque 2 - punčochové kalhoty se špicí	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 ks	900,45	415	1315,45
JOBST Ultra Sheer								
♀	5013374	JOBST Ultra Sheer 2 - lýtkové punčochy bez špice SoftFit	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	410,55	40	450,55
		JOBST Ultra Sheer 2 - lýtkové punčochy se špicí SoftFit	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	410,55	40	450,55
♀	5013375	JOBST Ultra Sheer 2 - stehenní punčochy se silikonovým lemem bez špice	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	600,3	67	667,3
		JOBST Ultra Sheer 2 - stehenní punčochy se silikonovým lemem se špicí	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 pár	600,3	67	667,3
♀	5013376	JOBST Ultra Sheer 2 - punčochové kalhoty bez špice	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 ks	900,45	415	1315,45
		JOBST Ultra Sheer 2 - punčochové kalhoty se špicí	I - VI	tělová, karamelová, černá	1 ks	900,45	415	1315,45
JOBST forMen Explore								
♂	5013377	JOBST forMen Explore 2 - lýtkové punčochy se špicí	1 - 6	černá	1 pár	410,55	27	437,55

Produkty JOBST Opaque, JOBST Ultra Sheer **v karamelové barvě = kratší délka.**

Produkty JOBST Opaque, JOBST Ultra Sheer, JOBST forMen Explore **v tělové a černé barvě = běžná délka.**

Zdravotnické kompresní prostředky JOBST jsou určeny pro I. a II. kompresní třídu.

Rozměry kompresních pomůcek **JOBST®**




Lýtkové punčochy **JOBST® forMen Explore**

	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34 cm	31 - 38 cm	34 - 41 cm	37 - 46 cm	40 - 49 cm	42 - 52 cm
cC	30 - 36 cm	32 - 40 cm	34 - 43 cm	38 - 47 cm	40 - 50 cm	43 - 53 cm
cB1	23,5 - 27,5 cm	26 - 30,5 cm	28,5 - 33 cm	31 - 36,5 cm	33,5 - 39 cm	35,5 - 41,5 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

Délky pro všechny velikosti v cm:

AD: ID kratší délka = 34-39 cm/ ID běžná délka = 39-45 cm




Lýtkové punčochy **JOBST® Opaque** a **JOBST® Ultra Sheer**

	I	II	III	IV	V	VI
cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

Délky pro všechny velikosti v cm:

AD: ID kratší délka = 34-39 cm/ ID běžná délka = 39-45 cm




Stehenní punčochy **JOBST® Opaque** a **JOBST® Ultra Sheer**

	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 48 cm	45 - 52 cm	49 - 56 cm	53 - 60 cm	56 - 64 cm	60 - 68 cm
cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm

Délky pro všechny velikosti v cm:

AG: IG kratší délka = 60-69 cm/ iG běžná délka = 70-80 cm













Punčochové kalhoty **JOBST® Opaque** a **JOBST® Ultra Sheer**

	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57 cm	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm
Maxi option	cT > 80 cm / cH > 95 cm	cT > 90 cm / cH > 105 cm	cT > 110 cm / cH > 125 cm	cT > 120 cm / cH > 135 cm		

Délky pro všechny velikosti v cm:

AT, AT-T: iK kratší délka = 65-75 cm/ IG běžná délka = 75-85 cm
AD: ID kratší délka = 34-39 cm/ ID běžná délka = 39-45 cm

AG: IG kratší délka = 60-69 cm/ IG běžná délka = 70-80 cm
AT, AT-T: iK kratší délka = 65-75 cm/ IG běžná délka = 75-85 cm

Sortiment	Typy produktů	Kompresní kategorie	Rozměry	Barvy
 <p>JOBST® UltraSheer</p>	 <p>lýtkové punčochy se špicí/bez špice</p>	I. KT II. KT	I-VI	tělová karamelová černá
	 <p>stehenní punčochy se špicí/bez špice</p>			
	 <p>kalhotové punčochy se špicí/bez špice</p>			
 <p>JOBST® Opaque</p>	 <p>lýtkové punčochy se špicí/bez špice</p>	I. KT II. KT	I-VI	tělová karamelová černá
	 <p>stehenní punčochy se špicí/bez špice</p>			
	 <p>kalhotové punčochy se špicí/bez špice</p>			
 <p>JOBST® forMEN Explore</p>	 <p>lýtkové punčochy se špicí</p>	I. KT II. KT	1-6	černá

Zdravotnické kompresní prostředky JOBST jsou určeny pro I. a II. kompresní třídu.



JOBST® SoftFit

Jedinečná, patentovaná technologie uchycení kompresní pomůcky, která posune pohodlí vašeho pacienta na vyšší úroveň.

Speciální silikonové vlákno je vetkané do vnitřní vrstvy materiálu pod kolenem, díky čemuž produkt správně přilne k pokožce. JOBST® SoftFit je inovativní a jedinečné řešení zvyšující pohodlí a kvalitu života pacientů a zároveň zaručuje skvělé terapeutické výsledky.

Essity Czech Republic, s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8, Česká republika
www.essity.com

Kontakt pro objednávky:
email: Medical.CZ@essity.com