

JOBST®

Komprese pro
každý den,
styl a
pohodlí

Produkty JOBST®

Kompresní punčochy pro každodenní pohodlí
a léčbu žilního onemocnění





Současný životní styl a stárnoucí populace mají vliv na stále rostoucí počet pacientů se žilními problémy.

Díky našim produktům a vašim odborným znalostem, se společně můžeme starat o jejich zdraví a pomoci jim žít kvalitní život bez ohledu na jejich stav.

Kompresní produkty by měly být vybírány selektivně s pomocí profesionála, proto Vám chceme představit naši značku a produkty, které Vám umožní pomáhat Vaším pacientům.

Proč je JOBST® značka, které můžete věřit?

Historie značky JOBST začala v roce 1950 ve Spojených státech. Německý strojní inženýr a vynálezce Conrad Jobst trpěl žilními problémy, a tak vytvořil společnost, která si dala za cíl zlepšovat kvalitu života lidí „s žilními a lymfatickými otoky.“ Vize zakladatele značky dále žije. Značka JOBST se stala globální značkou známou svou vynikající kvalitou. Vyznačuje se inovacemi a neustálou spoluprací s odborníky z oblasti medicíny, díky čemu jsou produkty JOBST funkční, efektivní a zároveň uživatelsky přívětivé.

- Jsme přední výrobce kompresních produktů na světě
- Nabízíme širokou škálu produktů při léčbě žilních a lymfatických potíží
- Naše výrobky splňují nejvyšší standardy kvality, což je potvrzeno certifikáty vydanými nezávislými institucemi
- Produkty JOBST dodáváme jednotlivým pacientům, výdejním zdravotnických potřeb, lékárnám a nemocnicím ve více než 80 zemích po celém světě

Nejvyšší kvalita použitých materiálů

Všechny výrobky JOBST jsou vyrobeny kruhovým způsobem, takže nemají švy a jsou pohodlné na nošení. Jsou extrémně jemné k pokožce a umožňují jí dýchat.

Typ a tloušťka použitého materiálu se mohou lišit v závislosti na produktové řadě - od tenkých a transparentních, až po extrémně odolné.


Produkty JOBST jsou k dispozici v různých barvách, aby si je zákazníci mohli vybrat nejen podle lékařské indikace, ale také podle vlastního vkusu.



JOBST® SoftFit

Jedinečná, patentovaná technologie uchycení kompresní pomůcky, která posune pohodlí vašeho pacienta na vyšší úroveň

V tradičních kompresních podkolenkách se používají k uchycení produktu na pokožku materiály, které bohužel často stahují pokožku příliš, způsobují bolest a zanechávají zarudlé stopy. Nicméně, důkladné uchycení je důležité pro správnou funkci kompresní podkolenky.



K vyřešení tohoto problému vyvinula značka JOBST jedinečnou technologii SoftFit - a uvedla tak na trh kompresních produktů nový standard (platí pro řady Opaque a UltraSheer).

Speciální silikonové vlákno je vetkané do vnitřní vrstvy materiálu pod kolenem, díky čemu produkt správně přilne k pokožce. JOBST SoftFit je inovativní a jedinečné řešení zvyšující pohodlí a kvalitu života pacientů a zároveň zaručuje skvělé terapeutické výsledky.

Certifikáty kvality



Kvalita našich kompresních výrobků je pravidelně **kontrolována**, dbá se na **dodržování předepsaných standardů RAL** nezávislým výzkumným ústavem Hohenstein.



Certifikace ÖEKO-TEX®, vydaná nezávislým výzkumným ústavem Hohenstein, mimo jiné potvrzuje, že naše výrobky neobsahují **látky škodlivé pro zdraví člověka ani pro životní prostředí**.

Dvě kompresní kategorie

Prevence a léčba různých nemocí vyžaduje použití vhodné zvolené komprese.


Nabízíme produkty JOBST z řad **UltraSheer**, **Opaque**, a **forMEN Explore** ve dvou třídách komprese v souladu s indikací lékaře. Všechny produkty splňují normy Evropské komise pro normalizaci a standart RAL.

Kompresní třída (KT)	Síla komprese
1 - lehký tlak	18-21 mmHg
2 - střední tlak	23-32 mmHg





Průhledné



Prodyšné



Třpytivý vzhled

JOBST® UltraSheer

Transparentní podkolenky,
kompresní stehenní punčochy
a punčocháče.

Stylové kompresní punčochy pro ženy s třpytivými materiály, které dodávají lesklý vzhled. Elegantní, tenké a průhledné kompresní výrobky vypadají jako tradiční punčocháče. Díky vysoké kvalitě použitých vláken se snadno oblékají a dokonale se přizpůsobí tvaru těla. Prodyšný materiál umožňuje proudění vzduchu - pro větší spokojenost pacientek. Vhodné pro pavučinové žíly, křečové žíly, těžké a oteklé nohy a chronická žilní onemocnění.




Podkolenky s technologií SoftFit



Průhledné

Tenký, průhledný materiál
poskytuje elegantní vzhled




Prodyšné

Podporují proudění vzduchu a poskytují
pohodlné nošení po celý den



Třpytivé

Jemný lesk dodává nohám krásný
a zdravý vzhled



Udrží sucho

Odvádějí vlhkost a pomáhají udržovat
pokožku suchou po celý den





JOBST® UltraSheer


Pro koho

Pro ženy s lehkými až středně těžkými projevy žilního onemocnění jako jsou unavené a oteklé nohy, metličkové a křečové žíly. Lze též použít pro preventivní účely. Vždy je třeba zvolit správnou třídu komprese.

Kdy použít

Denně

Barvy



tělová



černá

Typy produktů



lýtčkové punčochy se špicí



stehenní punčochy se špicí



kalhotové punčochy se špicí



lýtčkové punčochy bez špice



stehenní punčochy bez špice




kalhotové punčochy bez špice

Kompresní kategorie:

I. KT: 18-21 mmHg

II. KT: 23-32 mmHg

Produkty JOBST® UltraSheer jsou k dispozici v 6 velikostech - pomozte svým pacientkám vybrat tu správnou.

		I	II	III	IV	V	VI
	cG	43 - 57 cm	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
	cD	27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
	cC	28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
	cB1	23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
	cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm
	Maxi option	cT > 80 cm / cH > 95 cm	cT > 90 cm / cH > 105 cm		cT > 110 cm / cH > 125 cm		cT > 120 cm / cH > 135 cm
IK	Petite: 65 - 75 cm / Regular: 75 - 85 cm						





JOBST® Opaque

Neprůhledné podkolenky, punčochy a kompresní punčocháče pro ženy i muže.

Příjemně měkké, neprůhledné podkolenky, stehenní punčochy a punčocháče kryjí nedokonalosti a zajistí každý den stylový vzhled. Výrobky JOBST® Opaque se snadno nasazují a sundávají, dokonale se přispůsobí tvaru těla a zajišťují pohodlí. Vyznačují se výjimečnou trvanlivostí. Díky speciální technologii vyvíjejí vzestupný tlak a tak dokonale podporují správnou cirkulaci, působí preventivně proti stagnaci krve, proti otokům nohou a krevním sraženinám.



Podkolenky s technologií SoftFit



Neprůhledné

Maskují drobné nedostatky a poskytují stylový vzhled



Měkké na dotek

Jemná směs vláken v materiálu



Odvádí vlhkost

Pomáhají udržovat pokožku suchou po celý den



Odolné

Zesílená oblast paty a špičky zaručuje dlouhodobou životnost výrobku





JOBST® Opaque


Pro koho

Pro ženy a muže s lehkými až středně těžkými projevy žilního onemocnění jako jsou unavené a oteklé nohy, metličkové a křečové žíly a chronická nemocnění žil. Lze též použít pro preventivní účely. Vždy je třeba zvolit správnou třídu komprese.

Kdy použít

Každý den.

Barvy



tělová



černá

Typy produktů



lýtkové punčochy se špicí



stehenní punčochy se špicí



kalhotové punčochy se špicí



lýtkové punčochy bez špice



stehenní punčochy bez špice



kalhotové punčochy bez špice

Kompresní kategorie:

I. KT: 18-21 mmHg

II. KT: 23-32 mmHg

Produkty JOBST® Opaque jsou k dispozici v 6 velikostech - pomozte svým pacientům vybrat tu správnou.

LK

cT

cH

cG

cD

cC

cB1

cB

		I	II	III	IV	V	VI
cG		43 - 57 cm	45 - 62 cm	49 - 67 cm	53 - 72 cm	56 - 77 cm	60 - 81 cm
cD		27 - 33 cm	29 - 36 cm	32 - 39 cm	34 - 42 cm	36 - 45 cm	38 - 48 cm
cC		28 - 34 cm	30 - 37 cm	33 - 40 cm	35 - 43 cm	37 - 46 cm	39 - 49 cm
cB1		23 - 27 cm	24 - 29 cm	26 - 32 cm	29 - 35 cm	31 - 37 cm	33 - 39 cm
cB		18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm
Maxi option		cT > 80 cm / cH > 95 cm	cT > 90 cm / cH > 105 cm	cT > 110 cm / cH > 125 cm	cT > 120 cm / cH > 135 cm		

LK

Petite: 65 - 75 cm / Regular: 75 - 85 cm





JOBST® forMEN Explore

Kompresní podkolenky pro muže

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, žilní problémy postihují obě pohlaví - ženy stejně jako muži. Protože stavba nohou a chodidel je u žen a mužů odlišná, značka JOBST® vytvořila produktovou řadu speciálně pro muže. Pánské kompresní podkolenky jsou určeny pro každodenní nošení a jsou kombinací pokročilé technologie a moderního stylu. Jsou pohodlné a vhodné pro každodenní nošení. Díky využití speciálních inovativních materiálů poskytují potřebnou kompresi k prevenci a léčbě křečových žil a jiných žilních problémů.



Bavlněná příze

Vysoce kvalitní bavlna zajišťuje pohodlí při nošení, vhodné i pro osoby s citlivou pokožkou



Neutralizace zápachu

Vlákná s aktivním uhlím účinně neutralizují pachy



Vysoká odolnost

Zesílená oblast paty a špičky zaručují dlouhodobou životnost





JOBST® forMEN Explore

Pro koho

Pro muže s lehkými až středně těžkými projevy žilního onemocnění jako jsou unavené a oteklé nohy, metličkové a křečové žíly. Lze též použít pro preventivní účely.

Kdy použít

Každý den.

Barva



černá

Typy produktů



lýtkové punčochy se špičí

Třídy komprese

I. KT: 18-21 mmHg

II. KT: 23-32 mmHg

Podkolenky JOBST® nebo MEN Explore jsou k dispozici v 6 velikostech - pomozte svým pacientům vybrat tu správnou.

		1	2	3	4	5	6
	cD	28 - 34 cm	31 - 38 cm	34 - 41 cm	37 - 46 cm	40 - 49 cm	42 - 52 cm
	cC	30 - 36 cm	32 - 40 cm	34 - 43 cm	38 - 47 cm	40 - 50 cm	43 - 53 cm
	cB1	23,5 - 27,5 cm	26 - 30,5 cm	28,5 - 33 cm	31 - 36,5 cm	33,5 - 39 cm	35,5 - 41,5 cm
	cB	18 - 20 cm	20 - 22 cm	22 - 24 cm	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30 cm
LD		Regular: 39 - 45 cm / Long: 45 - 51 cm					



Sortiment	Typy produktů	Kompresní kategorie	Rozměry	Barvy
 JOBST® UltraSheer	 lýtkové punčochy se špicí/bez špice	I. KT II. KT	I-VI	tělová černá
	 stehenní punčochy se špicí/bez špice			
	 kalhotové punčochy se špicí/bez špice			
 JOBST® Opaque	 lýtkové punčochy se špicí/bez špice	I. KT II. KT	I-VI	tělová černá
	 stehenní punčochy se špicí/bez špice			
	 kalhotové punčochy se špicí/bez špice			
 JOBST® forMEN Explore	 lýtkové punčochy se špicí	I. KT II. KT	1-6	černá

AKTUÁLNÍ SEZNAM SUKL KÓDŮ PRO KOMPRESNÍ KATEGORII II.

SUKL kód	Název produktu	Typ produktu
5013371	JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT	LÝTKOVÉ PUNČOCHY
5013372	JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT	STEHENNÍ PUNČOCHY SE SILIKONOVÝM LEMEM
5013373	JOBST OPAQUE KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT	PUNČOCHOVÉ KALHOTY
5013374	JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT	LÝTKOVÉ PUNČOCHY
5013375	JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT	STEHENNÍ PUNČOCHY
5013376	JOBST ULTRA SHEER KOMPRESNÍ PUNČOCHY II.KT	PUNČOCHOVÉ KALHOTY
5013377	JOBST EXPLORE FOR MEN PUNČOCHY II.KT	LÝTKOVÁ PUNČOCHA PÁNSKÁ

Platnost od 1.4.2021

Essity Czech Republic, s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8, Česká republika
www.essity.com



DISTRIBUTOR
Aspironix s.r.o.
Hradčanské náměstí 12/60
118 00 Praha 1, Česká Republika
www.aspironix.com